


Prótesis testiculares



- 5 variantes. De 6cc, 12cc, 18cc, 22cc, 26cc.
- Forma ovalada.
- High Gel cohesivo.
- Superficie de la cáscara suave.
- Con pestaña de fijación que facilita la sutura a los tejidos circundantes.



ES 520		Smooth Surface	
Product Code	Diameter (cm)	Lenght (cm)	Volume (cc)
52006	2.2	2.8	6
52012	2.8	3.3	12
52018	3.0	4.2	18
52022	3.3	4.7	22
52026	3.3	5.2	26