


PROCUT

Aguja de biopsia automática desechable



- PROCUT es un sistema automático desechable para tomar un rango de muestras de tejido, incluyendo los de próstata, mama, riñones e hígado.
- Diseñado para las más altas especificaciones, PROCUT permite tomar muestras mediante la realización de una operación con una sola mano.
- PROCUT puede ser suministrado con la aguja coaxial para múltiples biopsias.

PROCUT	Descripción (gaxcm)	Unidad por caja
PAG 1410	14 X 10	10
PAG 1416	14 X 16	10
PAG 1420	14 X 20	10
PAG 1610	16 X 10	10
PAG 1616	16 X 16	10
PAG 1620	16 X 20	10
PAG 1810	18 X 10	10
PAG 1816	18 X 16	10
PAG 1820	18 X 20	10
PAG 1825	18 X 25	10
PAG 2010	20 X 10	10
PAG 2016	20 X 16	10
PAG 2020	20 X 20	10

Características:

- Espécimen de marca 20 mm
- Número de la aguja en el mango para facilitar su identificación
- Profundidad de centímetro marcada con punta ecogénica
- Elección de dos gatillos de disparo
- Dos plataformas armadas para reducir el esfuerzo
- Disparo de alta velocidad
- Aguja Offset para una fácil conexión con sonda U/S

A petición, es posible producir agujas con diferentes tamaños.



GTA S.r.l.
Via della Vittoria, 5. 46026 Quistello (MN) Italy.
Tel. +39 0376 625300 – Fax + 390376 625279
info@gta-medical.com – www.gta-medical.com

DISTRIBUIDO POR:



PRESURGY S.L.
Calle Pollensa, 2.
Las Rozas 28290. Madrid.
Tel. 91 6402087. Fax 91 6366610
www.presurgy.com