

N-DO Flex
Ref: PH00961110

Vaina 4 Fr. – 70 cm

Aguja: 24 G -16mm

- Uso con Endoscopio Flexible
- Largo ajustable de la aguja de nitinol
- Control de la profundidad de inyectado en clics 2- 16 mm
- Precisión total para el tratamiento de vejigas hiperactivas con toxina botulínica u otros fármacos en próstata /vejiga
- Mayor mapeo del detrusor por su aguja curva

OFFICE TURBT

IN LOCAL ANESTHESIA
WITH N-DO™ INJECTOR FOR
FLEXIBLE SCOPES

DISTRIBUIDO POR:



PRESURGY S.L.
C/ Pollensa, 2
28290 Las Rozas - MADRID
Tel. 91 640 20 87 • Fax: 91 636 66 10

PHYSION™

Via Statale 12 Sud, 1/B • 41036 Medolla MO • Italy
Tel. +39-0535-611082 • Fax +39-0535-610420
e-mail: physion@fin.it • web site: www.physion.it

