

# MicroPerc®

“La percutánea menos invasiva, en un sólo paso”

Óptica semi rígida de 120°, de alta resolución (10.000 píxeles) con una guía de luz integrada. Diámetro exterior de sólo 0.9mm.

Desde el inicio, la técnica con Microperc es segura y poco invasiva.

Kit estéril de un sólo uso, listo para usar.



## Nefrolitotomía Percutánea



Aguja de punción con canal de trabajo de 4.8 FR para fibra de láser

También canales de trabajo de 8FR y 10.5 FR para fibras láser y sondas neumáticas.


**view micro – see macro®**



**POLYDIAGNOST**


POLYDIAGNOST GmbH \* Am Söldnermoos 17 \* 85399 Hallbergmoos \* Germany \* <http://www.polydiagnost.com> \* E-Mail: [info@polydiagnost.com](mailto:info@polydiagnost.com)

# Micro PCNL con MicroPerc®



Punción del riñón bajo visión

Control y terapia sobre canales de trabajo de 4.8 FR y 8 FR.



- Microperc® es fácilmente adaptable a las cámaras y fuente de luz que disponga cada hospital.
- El kit completo se puede utilizar con láser y sondas neumáticas.
- El Kit Microperc contiene todo lo necesario para la intervención:  
Aguja especial y canal de trabajo de 4.8 FR con un adaptador en T, dilatador, canal de trabajo de 8FR, guía, adaptador de 3 puertos, válvula hemostática, línea de infusión de 3 vías y un cono luer lock.

Código de Producto	Descripción	Piezas unitarias
PD-PN-1008	Kit Microperc	10
PD-PN-0080	Óptica semirrígida de 120º 267x0,9mm con guía de luz y conexión ACMI	1
PD-FS-4001	Acople Ocular	1
PD-DS-1210	Vaina Óptica.	1
PD-AC-0096	Brazo articulado	1
PD-LC-2001	Cable de luz y adaptador	1

En casos poco probables, puede resultar necesario un canal de trabajo de mayor calibre que se ofrece como accesorio reutilizable de 10.5 FR de diámetro y con dilatador metálico.

Código de Producto	Descripción	Piezas unitarias
PD-PN-0020	Canal de trabajo y dilatador reutilizable 10.5FR.	1
PD-PN-0030	Adaptador de 2 puertos para el canal de trabajo de 10.5 FR reutilizable.	1
PD-TD-0060	Set de cepillos para el canal de trabajo de 10.5 FR (10 piezas).	1
PD-TD-0040	Set de cepillos para los 2 puertos adaptadores (10 piezas).	1
PD-TD-0020	Set de cepillos para el "variador" (5 piezas).	1

