

FICHA TÉCNICA: Mascarillas de protección tipo FFP2 NR

Fabricante: Dongguan Zhijie Automation Equipment Co.,Ltd.

Marca: SHUYIAN.

Modelo: SYA95.

Clasificación: FFP2 NR.

Certificado:

Las mascarillas FFP2 NR responden a las exigencias de la normativa estándar internacional EN 149: 2001+A1:2009 y tienen el marcado CE conforme al Reglamento UE 2016/425 con número CE0370.

Especificaciones del producto:

De color blanco, con ajuste nasal, gomas elásticas y plegables sin válvula.

Desechables y no estériles.

Eficacia en la filtración: >99%

Etiquetado del producto:

El etiquetado del producto cumple con los requisitos de la normativa EN 149: 2001+A1:2009.



Presentación: Caja de 25 unidades en bolsas de 5 unidades.



Condiciones de almacenaje:

Almacenar en un lugar limpio, seco y libre de radiaciones ultravioleta.

Evitar malformaciones en el cuerpo del adaptador.