

# Ficha Técnica I-Cut

## PRODUCTO.

Morcelador de un solo uso, que se utiliza para la extracción de grandes masas de tejidos durante la cirugía laparoscópica.



## CARACTERÍSTICAS.

- Ergonomía de sujeción especialmente adaptada
- Potencia ilimitada
- Rendimiento de corte muy alto (diámetro 15 mm)
- Sin costos de inversión
- Ahorro de tiempo

Manejo	Cable a electricidad
Potencia	Ca. 140W (input) /30W (output)
Número de revoluciones	ca.900rpm
Fuerza de torsión(max.)	1,1Nm
Par nominal	0,18Nm
Peso	440g (465g incl Obturador)
Diámetro interno	Ø15mm
Diámetro externo	Ø19mm