


CATHCUP

Colector de orina



Artículo	CathCup®
REF.	HSOCATHCUP01
Color	Blanco
Material	3-capas
Capa exterior	Película de PE, resistente a virus, resistente a bacterias, impermeable.
Capa intermedia	Super absorbente eXsorb® Pad 22 g / g de tasa de absorción
Red de contacto	Red de PP no adhesiva, permeable al agua
Película adhesiva	Silkplast - película adhesiva de seda recubierta
Revestimiento	Papel de silicona
Bolsa de embalaje	Papel, 18,5 x 20,5 cm, 5,8 g
Embalaje	Caja de cartón, dimensiones 20,5 x 23 x 5,5 cm, 54,5 g
Dosificación	50 piezas por caja, cada una empaquetada individualmente
Codificación	Número de artículo (REF); Número de lote (LOTE); Fecha de fabricación; no reutilizable; proteger de la humedad, proteger de la luz solar; No utilice el contenido si el embalaje está dañado; CE
Peso de transporte	550 g / dosificador
Clasificación	Clase I
Uso previsto	Colector de orina para uso en pacientes varones cateterizados. Reducir la fuga de líquido en caso de espasmos de la vejiga, absorber las secreciones vertidas, minimizar la contaminación cruzada, aumentar las condiciones higiénicas y mejorar la privacidad del paciente. y aumentar la privacidad del paciente.



No reutilizable. Para un solo uso o para usar en un solo paciente durante un solo procedimiento.



No utilice el contenido si el embalaje está dañado.



Proteger de la humedad. Almacenar en condiciones frescas y secas.



Mantener alejado de la luz solar o del calor.


REF
LOT

VERSION - 1.0 /23.09.2020



Fabricado en: MSP Medizintechnik GmbH | Würtzlerstraße 16, 1030 Wien | T +43/1/403 89 56-117, F +43/1/403 89 56-50 | msp@heintel.at | www.hso-solutions.at

Distribuido por: PRESURGY, SL. C/Pollensa, 4. Pl2. Of7-8. 28290 - Las Rozas - Madrid - Tel. 91 640 20 87 - pedidos@presurgy.com