

Rigi 10™ protesis de pene maleable

Descripción del producto

Para médicos:

Fácil de implantar

Un ángulo de flexión elevado puede permitir la implantación con una incisión más pequeña.

Fácil de dimensionar

Disponible en cinco diámetros para adaptarse mejor a las necesidades anatómicas del paciente.


Fácil de montar

Los extensores SecureFit™ se conectan fácilmente para añadir longitud. Todos los diámetros vienen con dos puntas para cada tamaño de extensor (0,5 cm y 1,0 cm).

Para pacientes:

Erecciones más fuertes gracias a su eje rígido y su punta distal. Gran capacidad de inclinación, lo que facilita la ocultación de la prótesis.

Rigi10 ofrece altos grados de rendimiento incluso tras superar ciclos repetitivos de test.



Tecnología de varillas flexibles

La Flexible Rod Technology™ proporciona una fácil flexión y evita giros indeseados en el eje del implante cuando el paciente desea una erección.

La Flexible Rod Technology™ permite que la varilla alcance un ángulo de flexión de más de 135 grados simulando una sensación de erección más natural.

Extensores SecureFit

Cada prótesis de pene maleable Rigi 10™ viene con un juego de extensores SecureFit™, disponibles en tamaños de 0,5 cm y 1,0 cm.

Los extensores SecureFit™ se fijan fácilmente a la barra flexible. La firme conexión proporciona al médico la confianza de una conexión segura entre los extensores y la barra flexible.



Especificaciones dimensionales y referencias



Rigi 10™ Prótesis de pene maleable

Código de producto	Diámetro	Longitud	Extensores
RG1009	9mm	23 cm	0.5cm y 1 cm
RG1010	10mm	23 cm	
RG1011	11 mm	25cm	
RG1012	12mm	25cm	
RG1013	13 mm	25cm	

190767

Precaución: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de éste.

Antes de utilizarlo, revise las instrucciones de uso para obtener una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos.

Referencias: 1 Datos en el archivo RIGII 0-DOF-01-01 .2019

Rigicon, INC.
2805 Veterans Memorial
Hwy STE 13, Ronkonkoma,
NY 11779 United States
of America +1 (888)
202-9790 www.rigicon.com

Distribuido por:
Presurgy, SL
C/Pollensa, 4. Of.7-8. Pl.2
28290. Las Rozas. Madrid.
91 640 20 87 -
www.presurgy.com



Rigicon®

American Urological Solutions