

## Rigi 10™ protesis de pene maleable

### Descripción del producto

#### Para médicos:

##### Fácil de implantar

Un ángulo de flexión elevado puede permitir la implantación con una incisión más pequeña.

##### Fácil de dimensionar

Disponible en cinco diámetros para adaptarse mejor a las necesidades anatómicas del paciente.


##### Fácil de montar

Los extensores SecureFit™ se conectan fácilmente para añadir longitud. Todos los diámetros vienen con dos puntas para cada tamaño de extensor (0,5 cm y 1,0 cm).

#### Para pacientes:

Erecciones más fuertes gracias a su eje rígido y su punta distal. Gran capacidad de inclinación, lo que facilita la ocultación de la prótesis.

Rigi10 ofrece altos grados de rendimiento incluso tras superar ciclos repetitivos de test.



## u

La Flexible Rod Technology™ proporciona una fácil flexión y evita giros indeseados en el eje del implante cuando el paciente desea una erección.

La Flexible Rod Technology™ permite que la varilla alcance un ángulo de flexión de más de 135 grados simulando una sensación de erección más natural.

## - o 7

Cada prótesis de pene maleable Rigi 10™ viene con un juego de extensores SecureFit™, disponibles en tamaños de 0,5 cm y 1,0 cm.

Los extensores SecureFit™ se fijan fácilmente a la barra flexible. La firme conexión proporciona al médico la confianza de una conexión segura entre los extensores y la barra flexible.



## - \ h



## k \ h

#	)	O	-
RG1009	9mm	23 cm	0.5cm y 1 cm
RG1010	10mm	23 cm	
RG1011	11 mm	25cm	
RG1012	12mm	25cm	
RG1013	13 mm	25cm	

Precaución: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de éste.

Antes de utilizarlo, revise las instrucciones de uso para obtener una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos.

Referencias: 1 Datos en el archivo RIGII 0-DOF-01-01 .2019

Rigicon, INC.  
2805 Veterans Memorial Hwy STE 13,  
Ronkonkoma, NY 11779 United States of America  
+1 (888) 202-9790 - www.rigicon.com

**k**  
American Urological Solutions