



# 「Urofino」 Cisto/Nefroscopio flexible electrónico desechable

Distribuido por:



[pedidos@presurgy.com](mailto:pedidos@presurgy.com)

Tf : 91 640 20 87

**SEEGEN**  
vision borderless

Shanghai SeeGen Photoelectric Technology Co., Ltd.

- Al ser de uso único evita las infecciones cruzadas y ahorra costes de esterilización.
- Un canal de trabajo más grande permite el uso de instrumentos más grandes.
- La punta distal de forma cónica facilita la inserción.
- Procedimiento más seguro y fácil gracias a la imagen en alta resolución.



Modelo	UV-100-E	UV-100T-E
Campo de visión	110°	110°
Profundidad visión	5-50mm	5-50mm
Deflexión up/down	210°/130°	210°/130°
Diámetro inserción	14 Fr (4.7mm)	16 Fr (5.3mm)
Diámetro final distal	14 Fr (4.7mm)	16 Fr (5.3mm)
Largo	385mm	385mm
Canal de trabajo	6.6 Fr (2.2mm)	7.8 Fr (2.6mm)

