

**FICHA TÉCNICA**

**Nombre del producto:** Prótesis testicular

**Nombre de marca:** Testi10<sup>®</sup> Prótesis Testicular



**Modelos y tamaños**

Existen 3 modelos para nuestros dispositivos. Modelos y tamaños también se presentan como sigue:

<b>Nombre del producto</b>	<b>Código del producto</b>	<b>Dimensiones</b>
Testi10 <sup>™</sup> Prótesis testicular rellena de solución salina	TestiSF-XS	21*27
Testi10 <sup>™</sup> Prótesis testicular rellena de solución salina	TestiSF-S	26*32
Testi10 <sup>™</sup> Prótesis testicular rellena de solución salina	TestiSF-M	29*41
Testi10 <sup>™</sup> Prótesis testicular rellena de solución salina	TestiSF-L	32*47
Testi10 <sup>™</sup> Prótesis testicular rellena de solución salina	TestiSF-XL	32*51



Testi10™ Prótesis Testicular Salina	TestiS-XS	21*27
Testi10™ Prótesis Testicular Salina	TestiS-S	26*32
Testi10™ Prótesis Testicular Salina	TestiS-M	29*41
Testi10™ Prótesis Testicular Salina	TestiS-L	32*47
Testi10™ Prótesis Testicular Salina	TestiS-XL	32*51
Testi10™ Prótesis testicular firme	TestiF-XS	21*27
Testi10™ Prótesis testicular firme	TestiF-S	26*32
Testi10™ Prótesis testicular firme	TestiF-M	29*41
Testi10™ Prótesis testicular firme	TestiF-L	32*47
Testi10™ Prótesis testicular firme	TestiF-XL	32*51

#### Los materiales del componente y el método de esterilización

No	Modelos	Nombre de la materia prima	Método de esterilización
1	Prótesis testicular rellena de solución salina	Silicona de grado médico	Gas de óxido de etileno
2	Prótesis testicular firme	Silicona de grado médico	Gas de óxido de etileno
3	Prótesis testicular salina	Silicona de grado médico	Calor húmedo

**2805 Veterans Memorial Hwy STE 5  
Ronkonkoma, NY 11779 EE.UU.  
(O) +1-888-202-9790**